

Nettoyage facile et efficace de l'implant phonatoire Provox

- Maintenant avec une **poignée plus courte** pour une manipulation plus facile



Provox Brush



Provox Brush XL

PROVOX® Brush

Nettoyez l'implant phonatoire Provox facilement et efficacement avec la brosse Provox Brush *. La brosse a été améliorée avec une poignée plus courte pour une manipulation plus facile.

Embout protecteur

- Pointe arrondie pour protéger contre les blessures accidentelles

Disponible en deux tailles

- Provox Brush et Provox Brush XL

Ailes de sécurité

- Une fonction de protection pour empêcher l'aspiration peu probable de la brosse Provox

Maintenant avec une poignée plus courte

- Pour une manipulation plus facile

Fonction supplémentaire

- Utilisez la brosse Provox Brush pour insérer le Provox Plug



Désignation	Quantité	Taille	Ref
Provox Brush	6 pcs	4-10 mm	7204
Provox Brush XL	6 pcs	12-18 mm	7225

*Hancock K, Ward E, Lawson N, van As-Brooks C.J. A prospective, randomized comparative study of patient perceptions and preferences of two types of indwelling voice prostheses. Int J Lang Commun Disord. 2012 May-Jun;47(3):300-9